

## Инвентарь для очистки изоляторов AlphaMor™

*Выдерживающая автоклавную обработку система уборки изоляторов, перчаточных боксов и вытяжных шкафов с ламинарным потоком.*



С насадкой



Без насадки

### Описание

Инвентарь для очистки изоляторов AlphaMor™ от Texwipe® разработан для чистки изоляторов, биобезопасных боксов, перчаточных боксов и вытяжных шкафов с ламинарным потоком. Плоская головка на поворотном механизме с закругленными углами. Система изготовлена из пластика Celcon®, поэтому выдерживает автоклавную обработку. Поворотный механизм позволяет добраться до самых труднодоступных мест. Сменная вспененная прокладка обеспечивает оптимальное соприкосновение насадки с очищаемой поверхностью. Модель TX7101 включает две ручки длиной 30,5 см и 45,7 см, и её удобно держать даже одной рукой.

Модель TX7101 поставляется вместе с полиэстеровыми насадками AlphaWipe®. Насадки очищены в условиях чистых помещений и выдерживают автоклавную обработку для использования в стерильных или асептических помещениях. Процесс замены насадок чрезвычайно прост. При этом в процессе очистки они надежно и крепко фиксируются на головке.

### Области применения

- Изоляторы
- Перчаточные боксы
- Шкафы с ламинарным потоком
- Труднодоступные зоны

### Особенности

- Вся система выдерживает автоклавную обработку
- Две стекловолоконные ручки длиной 30,5 см и 45,7 см с нейлоновыми и виниловыми вставками
- Плоская головка с поворотным механизмом
- Вспененная полиэстеровая прокладка, обеспечивающая плотное соприкосновение с поверхностью
- Закругленные углы
- Бесшовная конструкция
- Простое изменение конфигурации
- Очищенные 100% тканые полиэстеровые насадки AlphaWipe

### Основные преимущества

- Позволяет добраться до труднодоступных участков
- Ручка длиной 30,5 см проникает в большинство зон
- Замена ручек позволяет добраться до самых дальних углов
- Прочность и легкость
- Простой и быстрый процесс замены насадок
- Насадки чрезвычайно прочные
- Отличная абразивная устойчивость

### Ассортиментный ряд

Номер	Описание	Фасовка
<b>TX7101</b>	Инвентарь для очистки изоляторов AlphaMor™ 9.4 см x 18.1 см	1 мол./уп. 2 ручки (30,5 см и 45,7 см) 1 полиэстер. прокладка 6 полиэстер. насадок
<b>TX7114</b>	Mini AlphaMor™ Сменные насадки AlphaWipe®	150 нас./уп. 25 нас./пакет 6 пакет./уп. 6 прокл./уп.