

# PURETECH® NEUTRINO PROTECT ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ 30 CM

## Описание

Универсальные одноразовые нитриловые перчатки для защиты рук от различных жидкостей, пыли и загрязнений.

- + Обеспечивают защиту от кислот и щелочей
- + Эффект механической памяти снижает степень усталости во время работы
- + Высокая тактильная чувствительность помогает выполнять работу, требующую точности и аккуратности

## Характеристики

Материал: Нитрил  
 Тип: Неопудренные  
 Антистатичность: Да  
 Стерильность: Нестерильные  
 Длина (см): 30  
 Поверхность: Текстурированная (на пальцах)  
 Цвет: Голубой  
 Класс риска: 2  
 AQL: 1,5


ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

TP TC 019/2011

## Технические характеристики

Толщина перчатки (мм):  
 Пальцы: 0,13± 0,015 мм  
 Ладонь: 0,11± 0,09 мм  
 Прочность на разрыв (МПа):  
 Первоначально: ≤ 14 МПа  
 После уск.старение: ≤ 14 МПа  
 Относительное удлинение при разрыве (%):  
 До: ≤ 500%  
 После: ≤ 400%



## Преимущества

**Перчатки высокой плотности**  
 Защищают от широкого спектра химикатов

**Неанатомическая форма**  
 Подходят для правой и левой руки

**Длина перчатки 30 см**  
 Удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту

**Текстурированная поверхность на пальцах**  
 Гарантирует надежное сцепление с предметами

**Утолщенная манжета с валиком**  
 Препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

## Упаковка

Коробка-диспенсер для удобства использования  
 Кол-во в упаковке: 100 шт.  
 Кол-во в коробе: 10 упак.



## Материал

Нитрил – это синтетический каучук, который не содержит латекс и силикон, что исключает аллергические реакции и дерматиты даже при длительном использовании



## Сферы применения



Артикул	Размер	Ширина	Вес
G3051	S	85 ± 3 мм	6,2 г
G3052	M	95 ± 3 мм	6,7 г
G3053	L	105 ± 3 мм	7,1 г
G3054	XL	115 ± 3 мм	7,5 г