

## Kimtech™ стерильная спецодежда для чистых помещений А5



Инновационная  
технология **CLEAN-DON™**  
обеспечивает быстрое  
и простое асептическое  
переодевание

**Дышащий материал SMS с низким  
отделением ворса, похожий на  
ощупь на ткань**

Индивидуальная **вакуумная  
упаковка**

**Стерильная спецодежда Kimtech™ А5** разработана для защиты от распространенных загрязняющих веществ и обеспечивает надежную защиту там, где это необходимо. Техника асептического надевания экономит время и снижает риск загрязнения. Комбинезоны подходят для использования в стерильных чистых помещениях EU ISO 5, GMP класса А. Стерильная одежда для чистых помещений оснащена современной технологией CLEAN-DON™ для простого, стерильного и эффективного переодевания. Яркая синяя линия на внутренней поверхности указывает на место, за которое необходимо брать для правильного надевания. Изделие поставляется вывернутым наизнанку и с расстегнутой молнией во избежание загрязнения, штанины и рукава сложены телескопическим способом и оснащены застегками.

Стерильные комбинезоны без капюшонов для чистых помещений изготовлены из высококачественного материала SMS с тканой текстурой, обеспечивая комфорт и повышая продуктивность работы. Материал с низким отделением ворса прошел тест в барабане Хельмке, относится к кат. I и обладает уровнем стерильности  $10^{-6}$ . Изделие А5 прошло обработку гамма облучением и эффективно отфильтровывает бактерии.

Комбинезон оснащен резинками на поясе и спине, а также петлями для больших пальцев. Поставляется в индивидуальной вакуумной упаковке для дополнительной гарантии стерильности. Удобная упаковка изготовлена из безопасного для окружающей среды материала, а ее компактный размер позволяет освободить место для хранения других предметов одежды.

## Стерильная спецодежда для чистых помещений Kimtech™ A5

Яркая синяя линия указывает на место, за которое необходимо брать для правильного надевания.



Петли для больших пальцев предотвращают закатывание рукавов и защищают кисти и запястья.

Штанины и рукава сложены телескопическим способом и оснащены застежками, чтобы снизить риск прикосновения одежды к полу.

Тест ткани	Метод тестирования	Результат
Тест на отделение частиц (барабан Хельмке)	IEST-R-CC003.3	Категория 1
Эффективность фильтрации бактерий (3,0 мкм)	ASTM F2100	96%
Эффективность фильтрации частиц (0,5 мкм)	ASTM F2299	94%
Сопротивление истиранию	EN 530 метод 2	Класс 1
Стойкость к растрескиванию при многократном изгибе	ISO 7854 метод B	Класс 6
Трапециевидная прочность на разрыв	ISO 9073-4	Класс 1
Стойкость к проколу	EN 863	Класс 1
Сопротивление растяжению	EN ISO 13934-1	Класс 1
Устойчивость к воспламенению	EN 13274-4 метод 3	Пройдено
Прочность швов	EN ISO 13935-2	Класс 3

Тестирование проводилось на ткани, используемой для изготовления стерильной спецодежды для чистых помещений Kimtech™ A5.

## Соблюдение стандартов

- СИЗ кат. III в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425
- Сертифицировано для защиты от частиц типа 5 EN ISO 13982-1
- Сертифицировано для ограниченной защиты от брызг химических веществ типа 6 EN 13034
- Сертификаты соответствия и стерильности доступны онлайн

## Стандарты качества

- Для стерильных чистых помещений EU GMP ISO 5 класса A.
- Произведено в соответствии со стандартом контроля качества ISO 9001
- Гарантированный уровень стерильности 10<sup>-6</sup>
- Высокий уровень чистоты, тест в барабане Хельмке, категория I.
- Стерилизация в соответствии с ISO 11737-1, -2



EN 13034:  
2005+A1:  
2009



EN ISO 13982-1:  
2004+A1:2010



CE 0598

### Стерильный комбинезон для чистых помещений Kimtech™ A5

Код	Размер	Всего / кол-во в упаковке
88800	S	25
88801	M	25
88802	L	25
88803	XL	25
88804	2XL	25
88805	3XL	25
88806	4XL	25

### Стерильные высокие бахилы для чистых помещений Kimtech™ A5

Код	Описание	Размер	Всего / кол-во в упаковке
12922	Легкие задачи	S (29,2 см)	100 пар
88808	Легкие задачи	Универсальный (34,9 см)	100 пар
31683	Высокие ботинки	S (29,2 см)	100 пар
31696	Высокие ботинки	Универсальный (34,9 см)	100 пар

### Стерильный капюшон для чистых помещений Kimtech™ A5

Код	Описание	Размер	Всего / кол-во в упаковке
25797	Капюшон с завязками	Универсальный	100
36072	Капюшон с интегрированной маской	Универсальный	75
47677	Капюшон с интегрированной маской	XL	75