

PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i4

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 30,40 CM

Описание

Латексные перчатки созданы для защиты пользователя и выполняемых процессов при работе в чистых помещениях, регулируемых стандартами.

+ Подходят для работы в чистых помещениях ISO 5, GMP A-B

Характеристики

Материал: Латекс
Тип: Неопудренные
Длина (см): 30, 40
Стерильность: нестерильные
Цвет: Натуральный
Поверхность: Текстурированная (на пальцах)
AQL (тест на прокол): 1,5


ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A B C D
TP TC 019/2011



Технические характеристики

Толщина перчатки (мм):
Пальцы: 0,16± 0,03 мм
Ладонь: 0,13± 0,03мм
Прочность на разрыв (МПа):
Первоначально: ≥ 18 МПа
После ускоренного старения: ≥ 16 МПа
Относительное удлинение при разрыве (%):
До: ≤ 700%
После: ≤ 600%

Артикул (длина 30 см)	Артикул (длина 40 см)	Размер
CG1102	CG2102	S
CG1103	CG2103	M
CG1104	CG2104	L
CG1105	CG2105	XL



Преимущества

30 и 40 см
Комплексное решение для двойного надевания

Неанатомическая форма
Подходят для правой и левой руки

Длина перчатки 30 и 40 см
Удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту

Текстурированная поверхность на пальцах
Гарантирует надежное сцепление с предметами

Удлиненная манжета с валиком
Препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

Упаковка

Перчатки упакованы в двойной пакет, который обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать перчатки из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дезинфицирующим средствам.

Кол-во в упаковке (длина перчатки 30 см): 100 шт.
Кол-во в упаковке (длина перчатки 40 см): 50 шт.
Кол-во в коробе: 10 упак.

Сферы применения



Срок годности: 3 года

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой упаковке. В сухом, чистом, хорошо вентилируемом складском помещении, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше +25 С°.