

# PURETECH® STERILE CLEANROOM PRE-SATURATED WIPES SW0428

## СТЕРИЛЬНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### Описание

Готовые к применению нетканые стерильные салфетки Puretech® SW0428 из 100% полипропилена пропитанные дезинфицирующим раствором 70% изопропилового спирта и 30% деионизированной воды в герметичной упаковке с клапаном для чистых помещений.

### Характеристики

Артикул: SW0428

Материал: 100% полипропилен

Стерильность:

Стерилизованы гамма-облучением,  
уровень стерильности  $10^{-6}$

Цвет: Белый

Плотность (г/м<sup>2</sup>): 34

Размер листа (см): 23×28

Дезинфицирующий состав:

70% изопропиловый спирт/  
30% деионизированная вода

Тип сложения: С

Упаковка: 25 шт.

Транспортный короб: 10 упаковок

Срок годности: 2 года



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A B C D

Сертификат анализа и  
стерилизации на каждую партию.

### Сферы применения



### Упаковка

Герметичная упаковка в виде диспенсера с надежным клапаном, сохраняющим салфетки влажными и исключаящим испарение пропитывающего раствора в течении всего срока использования. Клапан с липким слоем обеспечивает возможность повторного закрывания. Тройная герметичная упаковка обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать салфетки из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дезинфицирующим средствам.

### Применение

- ✓ Подготовка/протирка инструмента, поверхностей, оборудования, перчаток, и любых других предметов перед вносом в чистые зоны
- ✓ Удаление смазочных материалов, клея, дезинфекция поверхности

### Условия хранения

Хранить в герметично закрытой упаковке. В сухом, чистом, хорошо вентилируемом складском помещении, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше +25 С°.

### Преимущества

- + Салфетка равномерно пропитанная дезинфицирующим средством гарантирует проведение процедуры в соответствии с требованиями
- + Исключает образование частиц аэрозоля в воздухе
- + Оптимизация трансфера за счёт сокращения предметов (средств), применяемых в очистке/дезинфекции
- + Сокращение неиспользованных расходных материалов, задействованных в очистке/дезинфекции
- + Требуется меньше места для хранения
- + Во влажном состоянии салфетки выделяют меньше частиц

### Характеристики

Сухой остаток

Экстрагент деионизированной воды, г/м<sup>2</sup>  
Экстрагент изопропила, г/м<sup>2</sup>

### Значение

0,01  
0,07