

PURETECH® PSW2623/2631

СТЕРИЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Описание

Полиэстеровые тканые салфетки, изготовленные из 100% полиэфирного волокна путем переплетения волокон, максимально отвечают требованиям чистых помещений класса ISO 5.

Характеристики

Артикул:	PSW2623	PSW2631
Материал:	100% полиэстер	
Стерильность:	Стерильные, уровень стерильности 10 ⁶	
Цвет:	Белый	
Плотность листа (г/м ²):	160	
Размер листа (см):	23×23	31×31
Упаковка:	100 шт.(10×10)	100 шт.(25×4)
Транспортный короб:	10 упаковок	
Срок годности:	5 лет	



Сертификат анализа на каждую партию
Сертификат стерилизации

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

Сферы применения



Упаковка

Двойная вакуумная упаковка обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать салфетки из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дез-им средствам.

Применение

- ✓ Очистка оборудования
- ✓ Протирка оборудования
- ✓ Очистка поверхностей от пыли
- ✓ Полировка деликатных поверхностей

Преимущества

- + Обладают высокими абсорбционными свойствами
- + Не оставляют разводов и ворс
- + Оптимальная мягкость салфеток позволяет деликатно очищать поверхности и предотвращает появление царапин
- + Запечатанные края эффективно предотвращают распространение пыли и волокон

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой упаковке. В сухом, чистом, хорошо вентилируемом складском помещении, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше +25 С°.

Характеристики

Впитывающая способность Сорбционная емкость, мл/м²
Сорбционная скорость, сек/см

Значение

430±10%
≤0,5

Метод тестирования

IEST-RP-CC004.3, Sec.8.12

Сухой остаток

Экстрагент деионизированной воды, г/м²
Экстрагент изопропила, г/м²

≤0,03
≤0,12

IEST-RP-CC004.3, Sec.7.12

LPC

Частицы р≥0,5 мкм, млн/м²

5

IEST-RP-CC004.3, Sec.5.1