

PURETECH® NEUTRINO PROTECT

ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ 30 CM

Описание

Универсальные одноразовые нитриловые перчатки для защиты рук от различных жидкостей, пыли и загрязнений.

- + Обеспечивают защиту от кислот и щелочей
- + Эффект механической памяти снижает степень усталости во время работы
- + Высокая тактильная чувствительность помогает выполнять работу, требующую точности и аккуратности

Характеристики

Материал: Нитрил
Тип: Неопудренные
Стерильность: Нестерильные
Антистатичность: Да
Длина (см): 30
Поверхность: Текстурированная на пальцах
Цвет: Синий
Класс риска: 2
AQL: 1,5
Срок годности: 5 лет с даты производства

ISO 3 4 5 6 7 8


GMP A B C D

ТР ТС 019/2011

Технические характеристики

Толщина перчатки:
Пальцы: 0,13 ± 0,01 мм
Ладонь: 0,11 ± 0,01 мм
Манжеты: 0,05 ± 0,01 мм
Прочность на разрыв:
Первоначально: ≤14 МПа
После ускоренного старения: ≤14 МПа
Относительное удлинение при разрыве:
До: ≤500%
После: ≤400%

Артикул	Размер	Ширина	Вес перчатки
G3051	S	85 ± 3 мм	6,2 г
G3052	M	95 ± 3 мм	6,7 г
G3053	L	105 ± 3 мм	7,1 г
G3054	XL	115 ± 3 мм	7,5 г



Сферы применения



Условия хранения

Хранить в герметично закрытой заводской упаковке, в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +5°C до +25°C. Требования к влажности воздуха отсутствуют.

Преимущества

Перчатки высокой плотности защищают от широкого спектра химикатов

Неанатомическая форма подходит для правой и левой руки

Длина перчатки 30 см удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту

Текстурированная поверхность на пальцах гарантирует надежное сцепление с предметами

Утолщенная манжета с валиком препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

Упаковка

Коробка-диспенсер для удобства использования
Кол-во в упаковке: 100 шт.
Кол-во в коробе: 10 упак.



Материал

Нитрил – это синтетический каучук, который не содержит латекс и силикон, что исключает аллергические реакции и дерматиты даже при длительном использовании.