

PURETECH® CS200 STERILE SLEEVES

СТЕРИЛЬНЫЕ НАРУКАВНИКИ

Описание

Одноразовые стерильные нарукавники Puretech® CS200 для чистых помещений изготовлены из высококачественного материала SMS.

Характеристики

Артикул: CS2023

Конструктив: Рукав с петлей для большого пальца

Цвет: Белый

Плотность (г/м²): 65

Стерильность:

Стерильные, уровень стерильности 10⁻⁶

Антистатичность: да

Длина: 45 см

Размер: Универсальный



Преимущества

Петли для больших пальцев предотвращают закатывание рукавов при надевании перчатки

Техника асептического сложения экономит время и снижает риск загрязнения

Защита от загрязнений достигается благодаря **прочной окантовке и тройной просрочке швов**

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

ТР ТС 019/2011

Протокол испытаний на ворсоотделение

Упаковка

Герметичная, двойная, вакуумная упаковка обеспечивает максимальную стерильность. Асептическое сложение предотвращает риск перекрестного загрязнения.

Индивидуальная упаковка: 1 пара
Транспортный короб: 100 шт.

Срок годности

3 года

Сферы применения



TYPE 5 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
Защита от твердых частиц



EN 14126:2003/AC:2004
Защита против инфекционных агентов



EN 1073-2:2003
Защита от радиоактивных частиц (не защищает от радиоактивных лучей)



TYPE 6 EN 13034:2005+A1:2009
Ограниченная защита от брызг хим. факторов



EN 14325:2018
Защита от химических веществ



EN 1149-5:2018
Защита от статического электричества