

# PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i6

## ЛАТЕКСНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ 30, 40 СМ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### Описание

Стерильные латексные перчатки созданы для защиты пользователя и выполняемых процессов при работе в чистых помещениях, регулируемых стандартами. Двойная хлоринация в процессе производства делает поверхность перчаток более гладкой, перчатки становятся тоньше и эластичнее, что облегчает их надевание без использования талька или других пудр, а также повышает тактильную чувствительность и комфорт при выполнении задач, требующих высокой точности, например, в электронной промышленности или фармацевтике. Так же двойная хлоринация способствует укреплению структуры латекса, что обеспечивает сохранение целостности перчаток во время работы в контролируемых зонах.

### Характеристики

**Материал:** Латекс

**Тип:** Неопудренные

**Длина (см):** 30, 40

**Стерильность:**

Стерильные, уровень стерильности  $10^{-6}$

**Антистатичность:** Да

**Цвет:** Натуральный

**Поверхность:**

Полностью текстурированная

**AQL:** 1,5

**Срок годности:** 5 лет

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

### Технические характеристики

**Толщина перчатки:**

Пальцы:  $0,17 \pm 0,02$  мм

Ладонь:  $0,15 \pm 0,02$  мм

**Прочность на разрыв:**

Первоначально:  $\geq 18$  МПа

После ускоренного старения:  $\geq 14$  МПа

**Относительное удлинение при разрыве:**

До:  $> 650\%$

После:  $> 500\%$



### Сферы применения



### Соблюдение стандартов

EN ISO 374-5:2016

EN 16523-1:2015+A1:2018

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-2:2019

EN ISO 374-4:2019

ISO 16604:2004

TP TC 019/2011

### Преимущества

#### 30 и 40 см

комплексное решение для двойного надевания

#### Неанатомическая форма

перчатки подходят для правой и левой руки

#### Длина перчатки 30 и 40 см

удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту

#### Текстурированная поверхность на ладони и пальцах

гарантирует надежное сцепление с предметами

#### Удлиненная манжета с валиком

препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

#### Дополнительный этап очистки на удаление белка

снижает риск аллергической реакции

### Условия хранения

Хранить изделие в оригинальной упаковке в сухом, темном месте при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ .

Избегать воздействия тепла, влаги, прямого света и озона.

Перед использованием проверьте целостность перчаток.

Не использовать поврежденные изделия.

### Упаковка

Каждая перчатка в индивидуальной герметичной упаковке, далее двойной пакет, который обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать перчатки из одной зоны в другую.

Материал упаковки устойчив к дезинфицирующим средствам.

**Кол-во в упаковке:** 30 пар

**Кол-во в коробе:** 10 упак.

Артикул (длина 30 см)	Артикул (длина 40 см)	Размер
CGS1102	CGS2102	S
CGS1103	CGS2103	M
CGS1104	CGS2104	L
CGS1105	CGS2105	XL