

PURETECH® NEUTRINO

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 24 CM

Описание

Универсальные одноразовые нитриловые перчатки для защиты рук от различных жидкостей, пыли и загрязнений.

- + Хорошо держат форму и повторяют изгиб руки
- + Высокая тактильная чувствительность помогает выполнять работу, требующую точности и аккуратности
- + Эффект механической памяти снижает степень усталости во время работы

Характеристики

Материал: Нитрил
Тип: Неопудренные
Антистатичность: Да
Стерильность: Нестерильные
Длина: 24 см
Поверхность:
Текстурированная (на пальцах)
Цвет: Голубой

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

ТР ТС 019/2011



Технические характеристики

Толщина перчатки (мм):
Пальцы: 0,09 ± 0,03 мм
Ладонь: 0,06 ± 0,03 мм
Прочность на разрыв (МПа):
Первоначально: ≤ 14 МПа
После уск.старение: ≤ 14 Мпа
Относительное удлинение при разрыве (%):
До: ≤ 500%
После: ≤ 400%

Сферы применения



Преимущества

Текстурированная поверхность на пальцах
Гарантирует надежное сцепление с предметами

Неанатомическая форма
Перчатки подходят для правой и левой руки

Манжета с валиком
Препятствует скатыванию перчатки

Упаковка

Коробка-диспенсер для удобства использования
Кол-во в упаковке: 100 шт.
Кол-во в коробе: 10 упак.



Материал

Нитрил – это синтетический каучук, который не содержит латекс и силикон, что исключает аллергические реакции и дерматиты даже при длительном использовании.

Артикул	Размер	Ширина
G1051	S	85 ± 3 мм
G1052	M	95 ± 3 мм
G1053	L	105 ± 3 мм
G1054	XL	115 ± 3 мм

