

PURETECH® STERILE CLEANROOM PRE-SATURATED WIPES SW1423

СТЕРИЛЬНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Описание

Готовые к применению тканые стерильные салфетки Puretech® SW1423 из 100% полиэстера пропитанные дезинфицирующим раствором 70% изопропилового спирта и 30% деионизированной воды в герметичной упаковке с клапаном для чистых помещений.

Характеристики

Артикул: SW1423

Материал: 100% полиэстер

Стерильность:

Стерилизованы гамма-облучением,
уровень стерильности 10^{-6}

Цвет: Белый

Плотность (г/м²): 140

Размер листа (см): 23×28

Дезинфицирующий состав:

70% изопропиловый спирт/
30% деионизированная вода

Тип сложения: Z

Упаковка: 25 шт.

Транспортный короб: 10 упаковок

Срок годности: 2 года



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A B C D

Сертификат анализа и
стерилизации на каждую партию.

Сферы применения



Упаковка

Герметичная упаковка в виде диспенсера с надежным клапаном, сохраняющим салфетки влажными и исключаящим испарение пропитывающего раствора в течении всего срока использования. Клапан с липким слоем обеспечивает возможность повторного закрывания. Тройная герметичная упаковка обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать салфетки из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дезинфицирующим средствам.

Применение

- ✓ Подготовка/протирка инструмента, поверхностей, оборудования, перчаток, и любых других предметов перед вносом в чистые зоны
- ✓ Удаление смазочных материалов, клея, дезинфекция поверхности

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой упаковке. В сухом, чистом, хорошо вентилируемом складском помещении, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше +25 C°.

Преимущества

- + Салфетка равномерно пропитанная дезинфицирующим средством гарантирует проведение процедуры в соответствии с требованиями
- + Исключает образование частиц аэрозоля в воздухе
- + Оптимизация трансфера за счёт сокращения предметов (средств), применяемых в очистке/дезинфекции
- + Сокращение неиспользованных расходных материалов, задействованных в очистке/дезинфекции
- + Требуется меньше места для хранения
- + Во влажном состоянии салфетки выделяют меньше частиц

Характеристики

Сухой остаток

Экстрагент деионизированной воды, г/м²
Экстрагент изопропила, г/м²

Значение

0,01
0,07