

PURETECH® CS200 STERILE HOOD

СТЕРИЛЬНЫЙ КАПЮШОН

Описание

Одноразовый стерильный капюшон Puretech® CS200 для чистых помещений изготовлен из высококачественного материала SMS.

Характеристики

Артикул: CS2022

Конструктив: Капюшон с эластичными резинками и завязками

Цвет: Белый

Плотность (г/м²): 65

Стерильность:

Стерильные, уровень стерильности 10⁻⁶

Антистатичность: да

Размер: Универсальный



Преимущества

Завязки обеспечивают дополнительную фиксацию капюшона

Техника асептического сложения экономит время надевания и снижает риск загрязнения

Резинки для удобной, надежной и универсальной посадки

Защита от загрязнений достигается благодаря **прочной окантовке и тройной просрочкой швов**

Материал

SMS (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) на 100% состоит из полипропиленовых волокон. Воздухопроницаемый материал с низким ворсоотделением.

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой упаковке. В сухом, чистом, хорошо вентилируемом складском помещении, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше +25 С°.

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

ТР ТС 019/2011

Протокол испытаний на ворсоотделение

Упаковка

Герметичная, двойная, вакуумная упаковка обеспечивает максимальную стерильность. Асептическое сложение предотвращает риск перекрестного загрязнения.

Индивидуальная упаковка: 1 шт.

Транспортный короб: 50 шт.

Срок годности

3 года

Сферы применения



TYPE 5 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
Защита от твердых частиц

TYPE 6 EN 13034:2005+A1:2009
Ограниченная защита от брызг хим. факторов

EN 14126:2003/AC:2004
Защита против инфекционных агентов

EN 14325:2018
Защита от химических веществ

EN 1073-2:2003
Защита от радиоактивных частиц (не защищает от радиоактивных лучей)

EN 1149-5:2018
Защита от статического электричества