

PURETECH® NEUTRINO PURPLE

ХИМОСТОЙКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Описание

Перчатки PURETECH® NEUTRINO PURPLE обеспечивают высокий уровень защиты от ОПЗ, профессиональной химии и реагентов. Идеально подходят для работ с высоким уровнем риска в таких сферах, как химические и микробиологические исследования, экспертиза и изготовление фармацевтических препаратов, не требующих стерильности.

Характеристики

Материал: Нитрил
Тип: Неопудренные
Антистатичность: Да
Стерильность: Нестерильные
Длина (см): 30
Поверхность: Текстурированная (на пальцах)
Цвет: Фиолетовый
Класс риска: 3
AQL: 0,65


ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

TP TC 019/2011

Технические характеристики

Толщина перчатки (мм):
Пальцы: 0,19 ± 0,05 мм
Ладонь: 0,14 ± 0,05 мм
Манжета: 0,09 ± 0,05 мм
Прочность на разрыв (МПа):
Первоначально: ≤ 21 МПа
После ускоренного старения: ≤ 21 МПа
Относительное удлинение при разрыве (%):
До: ≤ 550%
После: ≤ 500%



Сферы применения



Материал

Нитрил – синтетический нитриловый полимер, который не содержит латекс и силикон отличается высокой водонепроницаемостью, устойчивостью к микропроколам и снижает риск возникновения аллергических реакций

Преимущества

Перчатки высокой плотности

Улучшенная защита от воздействия большого спектра химических веществ, включая цитотоксические вещества и соединения

Текстурированная поверхность на пальцах

Гарантирует надежное сцепление с предметами

Неанатомическая форма

Подходят для правой и левой руки

Длина перчатки 30 см

Удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту

Манжета с валиком

Препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания


Соответствие международным стандартам

- СИЗ кат. III в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 тип B Защита от брызг химических веществ
- EN ISO 374-4:2019 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов

Произведены на предприятии с системой контроля качества, аттестованной ISO

Упаковка

Коробка-диспенсер для удобства использования
Кол-во в упаковке: 50 шт.
Кол-во в коробе: 500 шт. (10 упак.)



Условия хранения

Хранить в герметично закрытой заводской упаковке, в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +5°C до +25 °C. Требования к влажности воздуха отсутствуют.

Артикул	Размер	Ширина	Вес перчатки
G5060	XS	77 ± 3 мм	7,8 г
G5061	S	80 ± 3 мм	8 г
G5062	M	95 ± 3 мм	9 г
G5063	L	110 ± 3 мм	10 г
G5064	XL	120 ± 3 мм	11 г