

Информационный лист продукта для Kimtech® Science Протирачный материал для точных работ - Коробка Pop-Up / Белый /Малый - 7552

Информация о продукте

Длинный код продукта	07552002	
Код продукта	7552	
Описание	Kimtech® Science Протирачный материал для точных работ - Коробка Pop-Up / Белый /Малый	
Ссылка на PDS (Справка)	20/01/2024	

Упаковка

Содержимое кейса 7552: 30 коробок x 286 листов = 8580 листов

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Пиктограмма	Штука	Размеры					Вес(kg)	
	коробка	12.00	x	7.30	x	11.80	Длина x Ширина x Высота(cm)	0.16
	лист	20.80	x	11.20			Длина x Ширина(cm)	

Описание продукта

Эффективная очистка оборудования, материалов и рабочего места важно для поддержания чистоты, стабильной и продолжительной работы вашей лаборатории. Kimtech® Science предоставляет салфетки для деликатной очистки, предназначенные для поддержания чистоты в вашей лаборатории или на рабочем месте. Однослойные салфетки подходят для выполнения легких задач: тщательной очистки хрупкого стекла, оборудования и поверхностей. Салфетки позволяют с легкостью очистить линзы, микроскопические стекла и оптические инструменты. Белые салфетки изготовлены из 100%-ного волокна и отличаются высокой впитывающей способностью и мягкостью. Химически неактивный материал позволяет использовать их с растворителями и химикатами. Салфетки поставляются в удобной упаковке pop-up box, позволяющей быстро вытащить салфетку даже при движении. Подходит для использования в лабораториях на промышленных объектах и в оздоровительных учреждениях, а также в оптической, лазерной и электронной отраслях. Мягкие салфетки отличаются низкой степенью отделения ворса, что позволяет использовать их для деликатной очистки. Подходят для удаления жидкостей и пыли. Диспенсер предотвращает образование статического электричества, что снижает степень отделения ворса и снимает статическое электричество. 30 упаковок-диспенсеров x 280 белых небольших однослойных листов, итого 8400 листов Средства индивидуальной защиты Kimberly-Clark Professional™ предназначены только для связанного с профессиональной деятельностью использования на рабочем месте. Они должны использоваться в соответствии со всеми применимыми законами и стандартами по охране труда и технике безопасности в дополнение к предупреждениям, ограничениям и инструкции по эксплуатации, которые входят в комплект каждого продукта. Важно! Чтобы обеспечивать защиту пользователя, все инструкции по эксплуатации, законы и нормативные акты в отношении использования каждого продукта должны соблюдаться надлежащим образом. Использование средств индивидуальной защиты не по назначению может привести к травме, болезни или летальному исходу. Для выбора подходящего продукта и его надлежащего использования в случае возникновения вопросов необходимо обратиться к специалисту по охране труда и технике безопасности. Продукт предназначен для продажи в ЕС/Великобритании.

Особенности продукта

- 30 упаковок-диспенсеров x 280 белых небольших однослойных листов, итого 8400 листов
- Наши салфетки с низкой степенью отделения ворса и высокой впитывающей способностью подходят для очистки хрупкого оборудования, поверхностей, оптики и материалов
- Белые салфетки для легких задач изготовлены из 100% первичного волокна
- Поставляются в гигиеничной и простой в использовании упаковке pop-up box
- Низкая степень отделения ворса и высокая впитывающая способность для очистки хрупких предметов и поверхностей
- Подходит для использования в оздоровительных учреждениях, на производстве, в отрасли оптики и электроники. Химически неактивные, антистатические

Спецификации готового продукта

Тип сложения	I	Пропитка	Нет
Штрих-код (короб)	00036000755206	Штрих-код (упаковка)	036000055115
Первичное волокно (%)	100	Метод отбеливания	Без элементарного хлора (ECF)
Технология	LDC	Цвет	Белый

Упаковка

Единица продажи	Кейс	Вес нетто	3.9
Максимальный вес	5.85	Размеры кейса (ДхШхВ) (см)	36.9 x 24.8 x 37.9
Материал первичной упаковки	Cartonboard		

Типы паллет	ДхШхВ (м)	Кейсов в слое	Слоев в паллете	Количество кейсов в паллете
E3	1.20 x 0.80 x 2.80	6	7	42

Информация

Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки INFOFAX. Утилизация использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных экологических норм.

Веб-сайт www.kcprofessional.ru

Номер службы поддержки клиентов Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в часы рабочего времени - 495 7256085, 495 7254366, 495 7898256

Страна происхождения UNITED STATES