

PURETECH® WIPS9091/9092

СТЕРИЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Описание

Отличное решение для общей уборки. Благодаря своей уникальной структуре салфетки отвечают самым высоким требованиям к очистке в чистых помещениях. Могут применяться в сухом и влажном состоянии.

Характеристики

Артикул:	WIPS9091	WIPS9092
Материал:	25% полиамид/75% полиэстер	
Стерильность:	Стерильные, уровень стерильности 10 ⁻⁶	
Цвет:	Белый	
Плотность листа (г/м²):	210	
Размер листа (см):	23×23	31×31
Упаковка:	100 шт.	
Транспортный короб:	10 упаковок	
Срок годности:	5 лет	



Сертификат анализа на каждую партию
Сертификат стерилизации



Сферы применения



Упаковка

Тройная герметичная упаковка обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать салфетки из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дез-им средствам.

Применение

- ✓ Очистка оборудования
- ✓ Протирка оборудования
- ✓ Очистка поверхностей от пыли
- ✓ Полировка деликатных поверхностей

Преимущества

- + Благодаря прочному соединению нитей гарантирована стойкость к истиранию
- + Трикотажное плетение и рельефность рисунка обеспечивая высокую впитываемость
- + Безопасны для здоровья, не содержит силикон, амиды и ДОФ
- + Кромка салфетки герметизирована посредством лазерного разрезания
- + Обработаны и упакованы в чистых помещениях класса ISO 5
- + Выдерживают обработку автоклавам

Характеристики

Впитывающая способность	Сорбционная емкость, мл/м²	340	IEST-RP-CC004.3, Sec.8.12
	Сорбционная скорость, сек/см	≤1	
Сухой остаток	Экстрагент деионизированной воды, г/м²	≤0,2	IEST-RP-CC004.3, Sec.7.12
	Экстрагент изопропила, г/м²	≤0,1	
LPC	Частицы р≥0,5 мкм, млн/м²	1,3	IEST-RP-CC004.3, Sec.5.1
Ионная хроматография	Хлорид, мкм	≤2	IEST-RP-CC004.3,Sec.7.2.2
	Сульфат, мкм	≤2	
	Т-анионы, мкм	≤4	

Значение

Метод тестирования