

PURETECH® NEUTRINO CLEANROOM i6

ЛАТЕКСНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 30, 40 CM

Описание

Стерильные латексные перчатки созданы для защиты пользователя и выполняемых процессов при работе в стерильных помещениях, регулируемых стандартами.

+ Подходят для работы в стерильных помещениях ISO 5, GMP A-B

Характеристики

Материал: Латекс
Тип: Неопудренные
Длина (см): 30, 40
Стерильность:
Стерильные, уровень стерильности 10^{-6}
Цвет: Натуральный
Поверхность: Текстурированная
(на пальцах)
AQL(тест на прокол): 1,5

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A B C D
TP TC 019/2011



Технические характеристики

Толщина перчатки (мм):
Пальцы: $0,16 \pm 0,03$ мм
Ладонь: $0,13 \pm 0,03$ мм
Прочность на разрыв (МПа):
Первоначально: ≥ 18 МПа
После ускоренного старения: ≥ 16 МПа
Относительное удлинение при разрыве (%):
До: $\leq 700\%$
После: $\leq 600\%$

Артикул (длина 30 см)	Артикул (длина 40 см)	Размер
CGS1102	CGS2102	S
CGS1103	CGS2103	M
CGS1104	CGS2104	L
CGS1105	CGS2105	XL

Преимущества

30 и 40 см

Комплексное решение для двойного надевания

Неанатомическая форма

Подходят для правой и левой руки

Длина перчатки 30 и 40 см

Удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту

Текстурированная поверхность на пальцах

Гарантирует надежное сцепление с предметами

Удлиненная манжета с валиком

Препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

Упаковка

Каждая перчатка в индивидуальной герметичной упаковке, далее двойной пакет, который обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать перчатки из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дезинфицирующим средствам

Кол-во в упаковке: 30 пар
Кол-во в коробе: 10 упак.

Сферы применения



Срок годности: 3 года

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой упаковке. В сухом, чистом, хорошо вентилируемом складском помещении, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше $+25^{\circ}\text{C}$.