

# PURETECH® NEUTRINO PURPLE

## ХИМОСТОЙКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

### Описание

Перчатки Puretech® Neutrino Purple обеспечивают высокий уровень защиты от ОПЗ, профессиональной химии и реагентов. Идеально подходят для работ с высоким уровнем риска в таких сферах, как химические и микробиологические исследования, экспертиза и изготовление фармацевтических препаратов, не требующих стерильности.

### Характеристики

**Материал:** Нитрил  
**Тип:** Неопудренные  
**Стерильность:** Нестерильные  
**Антистатичность:** Да  
**Длина (см):** 30  
**Поверхность:** Текстурированная на пальцах  
**Цвет:** Фиолетовый  
**Класс риска:** 3  
**AQL:** 0,65  
**Срок годности:** 5 лет с даты производства

ISO 3 4 5 6 7 8


GMP A B C D

### Технические характеристики

**Толщина перчатки:**  
Пальцы: 0,19 ±0,02 мм  
Ладонь: 0,14 ±0,02 мм  
Манжета: 0,09 ±0,02 мм  
**Прочность на разрыв:**  
Первоначально: >14 МПа  
После ускоренного старения: >14 МПа  
**Относительное удлинение при разрыве:**  
До: >500%  
После: >400%

### Соблюдение стандартов

EN 16523-1:2015+A1:2018  
EN ISO 21420:2020  
EN ISO 374-2:2019  
EN ISO 374-4:2019  
ISO 16604:2004  
TP TC 019/2011



### Преимущества

**Перчатки высокой плотности**  
улучшенная защита от воздействия большого спектра химических веществ, включая цитотоксические вещества и соединения

**Неанатомическая форма**  
подходят для правой и левой руки


**Длина перчатки 30 см**  
удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту

**Текстурированная поверхность на пальцах**  
гарантирует надежное сцепление с предметами

**Манжета с валиком**  
препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

### Упаковка

Коробка-диспенсер для удобства использования  
**Кол-во в упаковке:** 50 шт.  
**Кол-во в коробе:** 10 упак.



### Сферы применения



### Материал

Нитрил – синтетический нитриловый полимер, который не содержит латекс и силикон, отличается высокой водонепроницаемостью, устойчивостью к микропроколам и снижает риск возникновения аллергических реакций.

### Условия хранения

Хранить изделие в оригинальной упаковке в сухом, темном месте при температуре от +5°C до +40°C. Избегать воздействия тепла, влаги, прямого света и озона. Перед использованием проверить целостность перчаток. Не использовать поврежденные изделия.

Артикул	Размер	Ширина	Вес перчатки
G5060	XS	77 ±3 мм	7,8 г
G5061	S	80 ±3 мм	8 г
G5062	M	95 ±3 мм	9 г
G5063	L	110 ±3 мм	10 г
G5064	XL	120 ±3 мм	11 г