

**STX705P** Стерильный хлопок Полистироловая ручка**STX705W** Стерильный хлопок Деревянная ручка

### Описание

Стерильные хлопковые тампоны от Texwipe изготовлены из 100% хлопка фармацевтической чистоты. Хлопковые головки крепятся к деревянным или полистироловым ручкам при помощи клеящего вещества на водной основе. Тампоны произведены с соблюдением всех соответствующих допусков и использованием высокоточных автоматизированных процессов. Индивидуальная упаковка тампонов легко открывается и обеспечивает стерильность. Кроме того, прозрачность упаковки позволяет зрительно убедиться в её целостности.

### Особенности и основные преимущества

- Гамма-облучены до ГУС  $10^{-6}$  в соответствии с требованиями ANSI/AAMI/ISO 11137
- Номер партии и дата окончания срока годности четко указаны на каждой упаковке и включены в штрих-код для инвентаризации
- Сертификат облучения и соответствия прилагаются к каждой коробке
- Предварительная стерилизация тампонов исключает необходимость в повторной упаковке, оформлении документации и автоклавной обработке
- На упаковке обозначена маркировка для общего использования

### Области применения

- Диагностический отбор проб
- Экологический контроль
- Очистка с использованием растворителей, таких как изопропанол

### Сферы промышленности

- Фармацевтика
- Биология
- Медицинское оборудование
- Микробиологические лаборатории
- Научно-исследовательские и диагностические лаборатории

### Ассортиментный ряд

Ассортимент изделий, а также физические характеристики и характеристики отделения частиц см. на обороте

Доступно в стерильном исполнении

По запросу все тампоны доступны в стерильном исполнении

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

#### Физические характеристики

	STX705P	STX705W
Материал головки	Хлопок	Хлопок
Ширина головки	6.4 мм	6.0 мм
Толщина головки	6.4 мм	6.0 мм
Длина головки	18.2 мм	18.2 мм
Материал ручки	Полистирол	Дерево
Ширина ручки	2.5 мм	2.5 мм
Толщина ручки	2.5 мм	2.5 мм
Длина ручки	137.0 мм	137.0 мм
Общая длина тампона	155.0 мм	155.0 мм
Способ крепления головки	Клей	Клей
Цвет ручки	Белый	Коричневый
Особенности конструкции	100% хлопковая головка; длинная полстироловая ручка	100% хлопковая головка; длинная деревянная ручка

#### Ассортиментный ряд

Номер	Описание	Фасовка
<b>STX705P</b>	Стерильные хлопковые тампоны с полистироловой ручкой	1 тамп./инд. уп.; 50 тамп./уп.; 10 уп./кор.
<b>STX705W</b>	Стерильные хлопковые тампоны с деревянной ручкой	1 тамп./инд. уп.; 50 тамп./уп.; 10 уп./кор.

#### Нормативные сертификаты Texwipe

Texwipe является единственной компанией из индустрии чистоты, работающей в соответствии со следующими сертификатами: ISO 9001 • ISO 13485 • ISO 14001 • OHSAS 18001