

# PURETECH® STERILE CLEANROOM PRE-SATURATED WIPES SW0428

## СТЕРИЛЬНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### Описание

Готовые к применению стерильные салфетки Puretech® SW0428 из 100% полипропилена пропитанные дезинфицирующим раствором 70% изопропилового спирта и 30% деионизированной воды в герметичной упаковке с клапаном для чистых помещений.

### Характеристики

Артикул: SW0428

Материал: 100% полипропилен

Стерильность:

Стерилизованы гамма-облучением,  
уровень стерильности 10<sup>-6</sup>

Цвет: Белый

Плотность (г/м<sup>2</sup>): 34

Размер листа (см): 23x28

Дезинфицирующий состав:

70% изопропиловый спирт/  
30% деионизированная вода

Тип сложения: C

Срок годности: 2 года



Сертификат анализа и стерилизации на каждую партию

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A B C D

### Сферы применения



### Упаковка

Поставляются в герметичной упаковке в виде диспенсера с надежным клапаном, сохраняющим салфетки влажными и исключаящим испарение пропитывающего раствора в течении всего срока использования. Клапан с липким слоем обеспечивает возможность повторного закрывания. Двойная герметичная упаковка обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать салфетки из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дезинфицирующим средствам.

Упаковка: 25 шт./упак.

Транспортный короб: 10 уп. в одинарном пакете

### Применение

- ✔ Подготовка/протирка инструмента, поверхностей, оборудования, перчаток, и любых других предметов перед вносом в чистые зоны
- ✔ Удаление смазочных материалов, клея, дезинфекция поверхности

### Характеристика

Сухой остаток

Экстрагент деионизированной воды, г/м<sup>2</sup>  
Экстрагент изопропила, г/м<sup>2</sup>

### Значение

0,01  
0,07