

PURETECH® PW4731

САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Описание

Салфетки высокой ёмкости Puretech® PW4731 – двухслойные салфетки, изготовленные из 100% полиэстера. Обеспечивают высокую сорбционную ёмкость при низком уровне загрязнения и отделения частиц. Идеально подходят для контроля разливов, а также могут использоваться при масштабной очистке, стерилизации или дезинфекции. Обработываются в чистых помещениях.

Характеристики

Артикул:	PW4731
Материал:	100% полиэстер
Стерильность:	Нестерильные
Цвет:	Белый
Плотность листа (г/м²):	230
Размер листа (см):	31×31
Толщина(мм):	0,8±0,03
Упаковка:	100 шт. (50×2)
Транспортный короб:	10 упаковок
Срок годности:	Не ограничен

Преимущества

- + Материал обладает высокими абсорбционными свойствами при работе с агрессивными средами (растворителями, дезинфицирующими средствами)
- + Высокопрочное волокно обеспечивает тщательную очистку при минимальном уровне отделения частиц и волокон
- + Выдерживают обработку автоклавом



Сертификат анализа на каждую партию

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A B C D

Сферы применения



Упаковка

Двойная вакуумная упаковка обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать салфетки из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дез-им средствам.

Применение

- ✓ Протирка оборудования
- ✓ Масштабная очистка, стерилизация и дезинфекция
- ✓ Полировка деликатных поверхностей
- ✓ Контроль разлива
- ✓ Очистка поверхностей и производственного оборудования

Характеристики

Впитывающая способность	Сорбционная ёмкость, мл/м²
	Сорбционная скорость, сек/см

Значение

700±10%
1

Метод тестирования

1
IEST-RP-CC004.3, Sec.8.12

Сухой остаток	Экстрагент деионизированной воды, г/м²
	Экстрагент изопропила, г/м²

≤0,03
≤0,12

IEST-RP-CC004.3, Sec.7.12

LPC	Частицы р≥0,5 мкм, млн/м²
-----	---------------------------

5,2

IEST-RP-CC004.3, Sec.5.1