

PURETECH®W1

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЕДЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Описание

Многоцелевые салфетки с низким ворсоотделением PURETECH® W1 для профессиональной очистки и дезинфекции. При использовании салфеток с многоразовым диспенсером-ведром достигается значительная экономия дезинфицирующего средства для обработки поверхностей. Подходит для всех жидких дезинфицирующих средств. Блок салфеток вставляется в ведро-диспенсер, заливается дезинфицирующим раствором нужной концентрации в центр рулона.

- + Универсальный размер подходит для большинства ведер-диспенсеров
- + Оптимальная плотность для выполнения профессиональных задач
- + Высокая степень отдачи впитанной жидкости на обрабатываемую поверхность (дезинфекция, очистка и т.д.)
- + Материал салфеток не адсорбирует дезинфектант, сохраняя концентрацию активных действующих веществ в рабочем растворе
- + Не оставляет царапин и разводов на поверхности

Упаковка

Термоусадочная пленка, которая обеспечивает сохранность и чистоту материала. В коробе по 6 рулонов.



ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D



Сферы применения




Характеристики

Артикул

W160161

Штук в упаковке



× 6 рул.

Материал

20% вискоза/ 80% полиэфир

Цвет

белый

Плотность листа (гр/м²)

60

Размер листа (см)

16x38

Кол-во листов (шт)

110

Диаметр втулки (см)

Центральная подача

Перфорация

да

Длина рулона (м)

41,8

Ширина рулона

16

Кол-во слоев (шт)

1