

PURETECH® NEUTRINO PURPLE

ХИМОСТОЙКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Описание

Перчатки PURETECH® NEUTRINO PURPLE обеспечивают высокий уровень защиты от ОПЗ, профессиональной химии и реагентов. Идеально подходят для работ с высоким уровнем риска в таких сферах, как химические и микробиологические исследования, экспертиза и изготовление фармацевтических препаратов, не требующих стерильности.

Характеристики

Материал: Нитрил
Тип: Неопудренные
Антистатичность: Да
Стерильность: Нестерильные
Длина (см): 30
Поверхность: Текстурированная (на пальцах)
Цвет: Фиолетовый
Класс риска: 3
AQL: 0,65

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

TP TC 019/2011

Технические характеристики

Толщина перчатки (мм):
Пальцы: $0,19 \pm 0,05$ мм
Ладонь: $0,14 \pm 0,05$ мм
Манжета: $0,09 \pm 0,05$ мм
Прочность на разрыв (МПа):
Первоначально: ≤ 21 МПа
После ускоренного старения: ≤ 21 МПа
Относительное удлинение при разрыве (%):
До: $\leq 550\%$
После: $\leq 500\%$

Материал

Нитрил – синтетический нитриловый полимер, который не содержит латекс и силикон отличается высокой водонепроницаемостью, устойчивостью к микропроколам и снижает риск возникновения аллергических реакций



Преимущества

Перчатки высокой плотности

Улучшенная защита от воздействия большого спектра химических веществ, включая цитотоксические вещества и соединения

Текстурированная поверхность на пальцах

Гарантирует надежное сцепление с предметами

Неанатомическая форма

Подходят для правой и левой руки

Длина перчатки 30 см


Удлиненная манжета обеспечивает дополнительную защиту

Утолщенная манжета с валиком

Препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает удобство надевания

Соответствие международным стандартам

- СИЗ кат. III в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 тип В Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4:2014 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов
Произведены на предприятии с системой контроля качества, аттестованной ISO




Упаковка

Коробка-диспенсер для удобства использования
Кол-во в упаковке: 50 шт.
Кол-во в коробе: 500 шт. (10 упак.)

Сферы применения



Артикул	Размер	Ширина	Вес перчатки
G5061	S	80 ± 3 мм	8 г
G5062	M	95 ± 3 мм	9 г
G5063	L	110 ± 3 мм	10 г
G5064	XL	120 ± 3 мм	11 г



PURETECH

NITRILE GLOVES
нитриловые перчатки

