

SterileWipe™ LP

Тканые полиэстеровые салфетки для
очистки стерильных помещений
контроля разливов



Описание

Салфетки SterileWipe™ LP изготовлены из 100% непрерывного полиэстерового волокна с низким уровнем засорения и отделения частиц и волокон. Каждая упаковка гамма-облучена до ГУС 10⁻⁶.

Салфетки SterileWipe™ LP10 используются для очистки стерильных помещений, таких как фармацевтические линии асептического розлива, биотехнологические производственные помещения и микробиологические лаборатории, а также помещения предварительной обработки и хранения стерильных костюмов.

Особенности

- Гамма-облучены до ГУС 10⁻⁶ в соответствии с требованиями AAMI
- К каждой коробке прилагается следующая информация:
 - Сертификат обработки, удостоверяющий уровень облучения
 - Сертификат соответствия
 - Дата истечения срока годности, указанная на каждой упаковке
- 100% тканый полиэстер
- Независимый контроль качества для проверки стерильности

Основные преимущества

- Выдерживают воздействие основных чистящих и дезинфицирующих средств, включая отбеливатели, фенолы и четвертичные аммониевые соединения
- Наружная упаковка выдерживает обработку спиртом перед внесением в стерильное помещение и открытием внутренних пакетов
- Высокая прочность материала при минимальном уровне отделения частиц и волокон
- Плавно скользит по поверхности
- Гарантия контроля качества в каждой партии

Области применения

- Очистка стерильных помещений без нарушения уровня их стерильности
- Очистка и полировка оборудования и поверхностей в течение и после завершения производственного процесса
- Нанесение чистящих, стерилизующих и дезинфицирующих средств

Ассортиментный ряд

Номер	Описание	Фасовка
ТХ3211	SterileWipe™ LP Тканые полиэстеровые салфетки, 23 см x 23 см	100 салф./уп. 10 пакетов по 10 салф. ; 5 уп./кор.

ITW Texwipe®

Северная Америка

1210 South Park Drive
Kernersville, NC 27284
Tel (800) TEXWIPE
(336) 996-7046
Fax (336) 996-2297
www.texwipe.com
info@texwipe.com

Европа/Ближний Восток

Skejby Nordlandsvej 307
DK-8200 Aarhus N
Дания
Tel +45 87 400 220
Fax +45 87 400 222

Азия/Тихоокеанский регион

50 Tagore Lane
#02-01 Entrepreneur Centre
Сингапур 787494
Tel +65 6468 9433
Fax +65 6468 6772

SterileWipe™ LP

TX3211

Эксплуатационные характеристики

Характеристика	Стандартное значение	Метод тестирования*
Плотность	155 г/м ²	1, МТ2
Абсорбция		
Сорбционная ёмкость	475 мл/м ²	1, МТ3
Сорбционная скорость	<1 сек	1, МТ3

Характеристики отделения частиц

Характеристика	Стандартное значение	Метод тестирования*
Частицы и волокна		
Частицы 0.5-5.0 мкм	10 x 10 ⁶ частиц/м ²	1, 2, МТ15
5.0-100 мкм	403,000 частиц/м ²	1, 2, МТ15
Волокна: >100 мкм	2,200 волокон/м ²	1, 2, МТ15
Сухой остаток		
Экстрагент деионизированной воды	0.08 г/м ²	1, МТ1
Экстрагент изопропила	0.02 г/м ²	1, МТ1
Ионы		
Натрий	0.34 ч./млн	1, МТ18
Калий	0.17 ч./млн	1, МТ18
Хлорид	0.20 ч./млн	1, МТ18

Внимание: Приведенные в таблице данные представляют собой типичные результаты текущего тестирования изделий на момент публикации. Они не являются фиксированными техническими характеристиками. Компания ITW Texwipe непрерывно совершенствует свои производственные процессы и качество продукции.

*Методы тестирования

1 – “Тестирование очищающих материалов, применяемых в чистых и иных помещениях с контролируемым уровнем загрязнения” IEST-RP-CC 004.3, Институт экологических наук и технологий, Роллинг Медоус, IL 2004; www.iest.org.

2 – “Стандартная методика подсчета отличающихся по размеру частиц и волокон, отделяющихся от салфеток для чистых помещений, с использованием оптической и сканирующей электронной микроскопии” E2090-00, ASTM International, Западный Коншохокен, PA, 2000; www.astm.org.

МТ – означает метод тестирования ITW Texwipe — подробности предоставляются по запросу. Для этого свяжитесь с отделом обслуживания клиентов ITW Texwipe через сайт www.texwipe.com для получения копии.

Texwipe является единственной компанией из индустрии чистоты, работающей в соответствии со следующими сертификатами: ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 и OHSAS 18001:1999.